

## Pulberinhalaatori DISKUS kasutusjuhend

Patsiendi infomaterjal

**Pilt 1**

Võta inhalaator vasakusse kätte nii, et põidlapide jääb ülespoole. Aseta parema käe põial põidlapidemele ja pööra sisekorpusst pildil oleva noole suunas kuni kuuled klõpsatust.



**Pilt 2**

Hoia inhalaatorit horisontaalselt, huulikuga enda poole ja lükka annustamishoob lõpuni, kuni kuuled klõpsatust.



**Pilt 3**

Hinga sügavalt ja rahulikult välja. **NB!** Ära hinga inhalaatorisse! Aseta inhalaatori huulik suule ja hinga suu kaudu sügavalt ja jõuliselt sisse. Hoia hinge kinni kuni 10 sekundit. Eemalda inhalaator suult. **Hinga rahulikult nina kaudu välja.**



**Pilt 4**

Sulge inhalaator, asetades pöidla pöidlapidemele ja pöörates sisekorpust enda poole, kuni kuuled klõpsatust. Pärast kasutamist pühi vajadusel huulik kuiva salvrätikuga puhtaks.



**NB!** Pärast põletikuvastase ravimi inhaleerimist loputa suud mitu korda veega ja sülitä loputusvesi välja.

ITK647  
Käesoleva infomaterjali  
on kooskõlastanud  
sisekliinik 01.01.2020.