



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

AS Ida-Tallinna Keskaigla
Ravi 18, 10138 Tallinn
Rg-kood 10822068
Tel 666 1900
E-post info@itk.ee

Инструкция по использованию аэрозольного ингалятора

Информационный материал для пациента



Снимите защитный колпачок и возьмите ингалятор в руку, повернув баллончик дном в верх. Сильно встряхните ингалятор, чтобы лекарство смешалось.



Сделайте спокойный и глубокий выдох. Возьмите мундштук в рот, плотно обхватив его губами.



Слегка запрокиньте голову назад, начните глубокий спокойный вдох через рот, в то же время один раз сильно нажмите на дно баллончика.

Картинка 4



После вдоха как можно дольше (около 10 секунд) задержите дыхание. Затем выньте мундштук изо рта и сделайте спокойный выдох через нос. После использования закройте мундштук защитным колпачком.

ITK652
Данный информационный материал согласован с
Терапевтической клиникой
01.01.2020.