

UROFLOW (URIINIVOOLU MÕÕTMINE)

Voolu kiirust mõõdetakse spetsiaalse aparaadiga, mis näitab, kas Teie eesnääre põhjustab urineerimistakistust või mitte.

Uuringuks ettevalmistus

- juua enne uuringule tulekut suures koguses vedelikku, nii et põis oleks uuringu ajaks täis
- või antakse teile kohapeal juua ning lastakse oodata, kuni põis täitub

Uuringu teostus

Patsient urineerib lehtrikujulisse anumasse, täpselt nagu tualettruumiski, kõik mõõtmised sooritatakse automaatselt.

Paraku on katse täpne vaid siis, kui uriinikogus on piisav. Seepärast on hea juua enne uuringule minekut suures koguses vedelikku.

Kui Te ooteruumis viibides tunnete, et tahate urineerida, siis öelge seda protseduuriõele. Teil lastakse voolukiiruse mõõtmise katse kohe ära teha.

Urineerides laske ennast lõdvaks – pinges olek mõjutab mõõtenäitu. Püüdke hoida uriinijuga ühes suunas. Samuti peaksite mõõtmise ajal vältima seadme vastu koputamist.

Tüsistused ja ohud

Täiesti ohutu patsiendile.

Uuringu vastuse saab arst kätte 10 minuti jooksul pärast uuringut.

Uuringule suunab uroloog.

